

聴こえる！話せる！会話器

対話くん

話し手にマイクで話してもらうことができます

相手の声が はっきり聞こえます



マイクを近づければ
皆の声も良く聞こえるわ



マイクで話して貰うと、耳元で話さなければ聞こえない
(高度難聴者) 人でも、はっきり声が聞こえます。
集音器 (周りの音を大きくして聞く機器) としても使えます。

製品の主な特徴

- いい音** 低域から高域まで素直な特性で、聞き易い。
日本の音響設計者のこだわり設計です。
- 簡単** スライドスイッチだけの簡単操作
- 長持ち** 単四アルカリ電池1本で驚きの長時間使用
(8時間/1日で約2か月)
- 小さい** 重量 14g サイズ 49x49x15mm



対話くんは 話し手の声を 聞き手の耳に 届けます

補聴器と何が違うの

こんな場合に役立ちます

補聴器・集音器

いちばんの違いは **話し手とマイクの距離**です

聞き手側にマイクがある



会話器：対話くん

話し手側にマイクがある



プライベートな対話

マイクを持って
話してもらう
と
とても
良く聞こえます



言葉の聞こえを、葉っぱに例えると

葉っぱが虫食いだったり
周りの音が重なって
聞こえ難い場合があります



葉っぱがそのまま見える
ように
はっきり聞こえます



例

「●とうあんが●んたくきをあつた」？
「加藤さんがケンタッキーを食った」？

「佐藤さんが洗濯機を買った」

こういった機器があります

会話器

複数人用
グループ
トーク

イヤホン分離型
対話くん

FM無線式

Face Talker(フェース トーカー)

補聴器

集音器

マイクレシーバー

施設で



聞き返し、聞き間違いがありません
言葉が伝わると、心も通じます

製造元

Jumpers株式会社

〒221-0045

横浜市神奈川区神奈川2-17-1 704

●お問い合わせは・ご用命は

有限会社千里福祉情報センター

542-0061 大阪府中央区安堂寺町1-5-9

電話:06-6763-1712 Fax:06-6763-1757

mail: info@senrifukushi.co.jp